



CD-R操作手順①

①CD-RをパソコンのCDドライブに入れます。
CD-Rの中が自動で表示されます。Otherをダブルクリックしてください。




CD-R操作手順②



② Otherの中が表示されます。Viewerをダブルクリックしてください。



CD-R操作手順③

③PDViewをダブルクリック後、自動で画像が表示されます。





CD-Rのフォルダ構成
 このCD-Rのフォルダ構成は以下のようになっています。
 引用符(" ")で囲まれた範囲がフォルダの名称です。引用符のないものはファイルの名称です。

- ROOT
 - | - "DICOM" フォルダ
 - | - "OTHER" フォルダ
 - | - "VIEWER" フォルダ
 - | - "DICOMDIR" フォルダ
 - | - INDEX.HTM
 - | - README.TXT

CDの"VIEWER"フォルダに記録された画像閲覧ソフト"PDI Viewer"に関する情報
 アプリケーション名: PDI Viewer、バージョン: V2.20R00、 製造会社: コニカミノルタエムジー株式会社
 最低動作環境は以下の通りです。
 CPU: Pentium processor 以上、システムメモリ: 256MB以上、グラフィックボード 32ビット以上
 モニタ解像度: 1024×768 以上、CD ROM: 24倍速以上

注意事項
 お渡ししたCDの入れ替え時には、PDI Viewerを終了し、その他のCDから読み出したファイルを必ず閉じてください。
 PDI Viewer、ファイルどちらかを開いた状態で違うCDを挿入されると、患者情報および検査情報が混在する
 恐れがあります。ご注意ください。